

FICHE PRODUIT

Tambour de stérilisation, 225 x 225 mm

Référence : SOC-871546

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Tambour de stérilisation

- Tambour de stérilisation en autoclave et à air sec.
- En acier inox

Dimension: 225 x 225 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tambour-de-sterilisation/7072-tambour-de-sterilisation-225-x-225-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com