

FICHE PRODUIT

Tensiomètre anéroïde Mano brassard, Modèle HS-20E

Référence : SOC-HS20E

Description du produit

Tensiomètre anéroïde Mano brassard, Modèle HS-20E

Spécifications techniques :

- Plage de mesure : 0-300mmHg
- Précision : +/-3mmHg
- Sous-division : 2mmHg
- Nylon cuff 53*14cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/7073-tensiometre-aneroide-mano-brassard-modele-hs-20e.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com