


FICHE PRODUIT

Tensiomètre Anéroïde sur pied

Référence : SOC-T200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tensiomètre Anéroïde sur pied

Type d'horloge avec support

La colonne de support en deux pièces peut être ajustée de 80 à 125 cm, monté avec des roues 5pcs avec freins.

2m tube à ressort

Mesurer la portée: 0-300mmHg

Précision: +/- 3mmHg

Sous-division: 2mmHg

Chacun emballé dans une boîte en mousse, 1pcs / CTN

GW: 5KGS / CTN

TAILLE: 51 x 48.5 x 20cm / carton

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/7074-tensiometre-anoirde-sur-pied.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com