

**FICHE PRODUIT**



## Joint en silicone pour porte d'Autoclaves TANZO, 23 Litres

Référence : SOC-224160

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

### Description du produit

Joint en silicone pour porte d'Autoclaves TANZO, 23 Litres

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7090-joint-en-silicone-pour-porte-d-autoclaves-woson-23-litres.html>



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 0         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)