


FICHE PRODUIT

Lames porte-objet bords bruts 76mmX 26mm ép 1.1mm RS

Référence : SOC-224163

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Lame porte-objet à bords coupés, 90°, 26 x 76 mm

La **lame porte-objet à bords coupés, 90°, 26 x 76 mm** est un outil indispensable dans l'analyse de laboratoire d'histologie et d'anatomie pathologique. Fabriqués en verre sodocalcique, la lame porte-objet est utilisée pour des applications diagnostiques et de routine.

La **lame porte-objet à bords coupés** vous est particulièrement recommandé si vous travaillez avec du matériel infectieux. Ses bords plus lisses et libres d'ébavurage limitent le risque de souffrir des coupures.

Spécifications techniques:

- Mesure: 26 x 76 mm
- Epaisseur: 1/1.1 mm
- Rodés à l'eau
- 2 faces dépolies

Conditionnement minimum de vente: **Boîte de 50****SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7093-lames-porte-objet-bords-bruts-76mmx-26mm-ep-1-1mm-rs.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com