

FICHE PRODUIT



Lampe Inactinique à vis pour chambre noire

Référence : SOC-224165

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lampe inactinique à vis pour chambre noire

Poids de l'article: 50g

Volt: 230 Volts

Type de prise: Câble électrique

Type d'ampoule: DECHARGE

Type de culot: E27

Flux lumineux: 8 lm

Puissance: 15 Watts

Température/Rendu des couleur: 3200 Kelvin

Durée de vie moyenne: 1000 Heures

Longueur: 108 Millimètres

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-pour-chambre-noire/7096-lampe-inactinique-pour-chambre-noire.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com