


FICHE PRODUIT

Lot de 5 cadres de film 35 x 43 cm pour développement manuel des films radiographiques

Référence : SOC-24003543

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lot de 5 cadres de film 35 x 43 cm pour développement manuel des films radiographiques

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7099-lot-de-5-cadres-de-film-35-x-43-cm-pour-developpement-manuel-des-films-radiographiques.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com