


FICHE PRODUIT



Tubes plastiques fond rond,bords droits, Stérile, 5 ml, en polystyrène, ionisés

Référence : CEB-TH5SPS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Tubes plastiques fond rond,bords droits, 5 ml, en polystyrène, ionisés; * Pour usage général de laboratoire; * Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 11 x 13 x 75 mm; * Bouchon: SOC-OBA11/13; * Conditionnement: carton de 4 sacs de 500; * Condition minimum de vente: carton de 2 000.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-bord-droit-5-ml/71-tubes-plastique-fond-rond-bord-droit-5ml-en-polystyrene-ionis.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com