

FICHE PRODUIT

Mallette d'urgence OXIVAC 2 sans bouteille d'oxygène

Référence : SOC-5210302

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- Valise en polyéthylène haute densité (PEHD), double fond, très résistant aux chocs et aux rayures. 100% recyclable.
- Détendeur de pression d'oxygène P-300-F15-NFS, embout NF et 15 L/min.
- Aspirateur manuel à pédale VacUp pro avec réservoir de 650 ml (capacité utile).
- Insufflateur manuel en silicone pour adultes REVIVATOR Res-Q, équipé d'un réservoir d'oxygène et de deux masques en PVC n° 6 et n° 3 (adulte et enfant).
- Ensemble de deux masques d'oxygène (adulte et enfant), couverture isotherme, ciseaux à bandage, pince tire-langue et ouvre-bouche hélicoïdal.
- Jeu de trois tubes Güedell n° 1, n° 3 et n° 5.
- Trois sacs de nylon facilement accessibles, avec couvercle transparent et fermeture à glissière, fermeture Velcro.
- Bouteille d'oxygène médical non compris, en option: 400 L d'oxygène (volume équivalent à 2 L d'eau), Ø110 mm, 321 mm (H).
- Dimensions de l'équipement: 165 x 475 x 360 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

KITS OXIVAC

OXYGÉNOTHERAPIE	RÉANIMATION	VOIES AÉRIENNES	ASPIRATION
Masque à oxygène pour adultes et enfants	Insufflateur manuel REVIVATOR Res-Q (voir spécifications ci-dessus)	Jeu de trois tubes Güedell n° 1, n° 3 et n° 5	Aspirateur manuel à pédale VacUp (voir spécifications ci-dessus)
Bouteille d'oxygène de 400 L (2 L d'eau) -vide, avec différents embouts	Couverture thermique Ciseaux à bandage Pince tire-langue Ouvre-bouche	Stylet endotrachéal et deux unités de tube endotrachéal avec brassard (enfants et adultes)	Cathéter d'aspiration n° 16 Canule d'aspiration Yankauer

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/7102-mallette-d-urgence-oxivac-2-sans-bouteille-d-oxygene.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com