

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Tête pour dermatoscope, Modèle ri-derma, Led, 3,5 v, avec antivol

Référence : RIE-10577-301

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tête pour dermatoscope, Modèle ri-derma, Led, 3,5 v, avec antivol

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7106-tete-pour-dermatoscope-modele-ri-derma-led-3-5-v-avec-antivol.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com