

FICHE PRODUIT



Thermomètre électronique, Modèle Socimed

Référence : SOC-S25231

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Thermomètre électronique, Modèle Socimed

Cet appareil s'adresse aux médecins, aux infirmiers, mais également aux particuliers. Contrairement à certains produits, il permet seulement de prendre la température corporelle.

Caractéristiques techniques du thermomètre électronique, Modèle SOCIMED:

Ce modèle est à usage buccal, rectal et axillaire. Même s'il n'est pas toxique et inodore, nous recommandons de l'utiliser en premier mode à partir de 5 ans. Pour plus de sécurité, il faut alors éviter de l'employer chez les nourrissons.

Mode d'emploi :

Le temps de repérage dépend de la zone du corps où on a pris la température (1-2 minutes environ sous l'aisselle, 1 minute environ par voie orale ou rectale). Lorsque la température ne change pas pendant 16 secondes, un signal sonore vous avertit que le repérage de la température est achevé.

Caractéristiques principales:

- Mémoire de temps Dernière (lire le thermomètre en 60 secondes).
- Appareil très sensible, rapide 1 minute pour obtenir des résultats.
- Ecran LCD clair, facile à lire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Non toxique et inodore, sûr à utiliser.
- Arrêt automatique.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/7108-thermometre-electronique-modele-socimed.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com