

FICHE PRODUIT

Nébuliseur Aérosol ultrasonique, Modèle MED 908 DC

Référence : SOC-KMR908DC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le **nébuliseur ultrasonique Hikoneb 908 DC** est un appareil d'inhalation médical avancé destiné à la prise en charge des affections respiratoires. Grâce à la technologie ultrasonique, il transforme les solutions médicamenteuses liquides en un aérosol de particules fines, permettant une diffusion optimale dans les voies respiratoires supérieures et inférieures.

Contrairement aux nébuliseurs à compresseur, ce modèle offre un fonctionnement silencieux et rapide, améliorant significativement le confort d'utilisation, notamment chez les enfants et les patients sensibles.

Technologie ultrasonique de haute précision

Le Hikoneb 908 DC utilise des vibrations à haute fréquence pour générer une brume homogène composée de micro-particules. Cette technologie permet :

- une meilleure pénétration pulmonaire
- une absorption plus rapide du médicament
- une réduction du temps de traitement

Performance et efficacité thérapeutique

Grâce à son débit de nébulisation optimisé, ce nébuliseur permet une administration rapide et

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

efficace du traitement, réduisant la durée des séances tout en maximisant l'efficacité.

Il est particulièrement adapté pour :

- traitements bronchodilatateurs
- corticostéroïdes inhalés
- solutions salines et mucolytiques

Fonctionnement silencieux (idéal pédiatrie)

Le faible niveau sonore constitue un avantage majeur :

- utilisation confortable de jour comme de nuit
- idéal pour enfants et nourrissons
- réduction du stress lié au traitement

Polyvalence des traitements

Compatible avec la majorité des solutions médicamenteuses inhalables (hors huiles essentielles visqueuses), ce nébuliseur s'adapte à de nombreuses pathologies respiratoires.

Applications médicales

- Asthme
- Bronchite aiguë et chronique
- Bronchiolite
- Infections respiratoires
- Allergies respiratoires
- BPCO (Bronchopneumopathie chronique obstructive)

Utilisation recommandée

- Usage à domicile
- Cabinets médicaux
- Centres de soins respiratoires
- Soins pédiatriques

Caractéristiques techniques (SEO + crédibilité)

- Technologie : Ultrasonique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Type : Nébuliseur médical
- Fonctionnement : Silencieux
- Production d'aérosol : particules fines
- Utilisation : Adultes et enfants
- Alimentation : secteur / DC
- Temps de traitement : rapide
- Entretien : facile

Avantages clés

- Nébulisation rapide et efficace
- Fonctionnement silencieux
- Haute pénétration pulmonaire
- Confort d'utilisation optimal
- Adapté à toute la famille
- Appareil compact et portable
- Facilité d'entretien

Précautions d'utilisation

- Ne pas utiliser avec des solutions huileuses
- Nettoyer régulièrement les composants
- Respecter les prescriptions médicales

Pourquoi choisir le Hikoneb 908 DC ?

Le **Hikoneb 908 DC** représente un excellent compromis entre performance, confort et simplicité d'utilisation. Il permet d'améliorer significativement l'observance du traitement, notamment chez les patients nécessitant des inhalations fréquentes.

Disponibilité

Distribué par SOCIMED, ce nébuliseur est une solution fiable pour la prise en charge des pathologies respiratoires.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-aerosoltherapie/7117-nebuliseur-ultrasonique-modele-med-908-dc.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com