

FICHE PRODUIT



Pistolet intra-osseux BIG, adulte

Référence : SOC-DS-3308061

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Avantages du pistolet intra-osseux BIG adulte :

- Mise en place en moins d'une minute.
- Pénétration instantanée et relativement indolore.
- Convient aux transfusions sanguines.
- Injection rapide d'expandeurs et de drogues.
- Pas de contact direct avec le sang.
- Utilisation simple et rapide convient à un usage sur un adulte.
- La canule reste fermement dans l'os et il est alors possible d'y connecter des systèmes de perfusion IV de type courant.

Le pistolet intra-osseux BIG est livré sous emballage individuel stérile. Marquage CE.

La particularité du modèle adulte sur le modèle pédiatrique réside essentiellement au niveau de l'épaisseur et la profondeur de l'aiguille.

Le pistolet intra-osseux peut être appliqué à 4 localisations distinctes sur le corps d'un patient: au niveau du genou, de la cheville, de l'humérus et du poignet.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/7125-pistolet-intra-osseux-big-adulte.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com