

FICHE PRODUIT

Barquette de sauvetage, Modèle UT 2000

Référence : SOC-DS-5507090

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Barquette conçue pour les endroits difficiles ou verticaux. De grandes performances et un poids très léger: 7 kg seulement. Elle est fabriquée en 2 parties égales qui s'assemblent.

Elle peut être utilisée comme une civière, un traineau ou un plateau porte-charge. Chaque moitié peut être utilisée comme une claie de portage et qui permet donc à l'utilisateur de le charger avec le matériel nécessaire à la mission de sauvetage. Les connecteurs sont construits en fibre synthétique renforcée ayant une grande résistance aux impacts. Réalisée pour être utilisée avec de grosses charges et des températures extrêmes.

Chaque partie est accompagnée d'un jeu d'élingues situé dans une pochette de rangement. La toile en nylon est de grande résistance, et résistante à la moisissure.

- Dimensions: 180 x 44 cm.
- Charge maxi: 140 kg.
- Marquage CE.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7126-barquette-de-sauvetage-modele-ut-2000.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com