

FICHE PRODUIT

Papier thermique pour ECG EDAN SE-3 Rouleau de 80 mm x 20 m

Référence : SOC-CER15038

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Papier thermique pour ECG EDAN SE-3

- ROULEAU 80 mm x 20 m
- Vendu en lot de 10 Rouleaux

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/7128-papier-thermique-pour-ecg-edan-se-3-rouleau-de-80-mm-x-20-m.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com