

FICHE PRODUIT

Rhéostat 320 W 100 ?

Référence : SOC-281278

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Rhéostat 320 W 100 Ω

L'armature rigide ajourée assure la protection du circuit électrique et un bon refroidissement. Résistance bobinée sur un tube céramique avec ciment spécial.

Notice d'utilisation fournie.

Caractéristiques techniques du Rhéostat 320 W 100 Ω :

- **Tolérance de résistance : ± 10 %**
- **$U_{\max}$: 30 V_{eff} et 60 V_{cc}**
- **Rhéostat : 320 W**
- **Dim. : 370 x 75 x 140 mm**
- **Masse : environ 3 kg**
- **I (A) t15 mn : 2,25**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **I (A) : 1,75**

- **R (Ω) : 100**

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/7129-rheostat-320-w-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com