

**FICHE PRODUIT**



## Aiguille aimantée sur chape agate

Référence : SOC-263009

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### • Caractéristiques techniques :

- Longueur : 70 mm.
- **Couleur** : blanc et rouge.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires** : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/divers/7130-aiguille-aimantee-sur-chape-agate.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)