


FICHE PRODUIT

Filtres couleurs primaires format diapositive

Référence : SOC-203019

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Présentation

- Jeu de 3 filtres de couleurs primaires : rouge, vert, bleu.
- Montés sur caches diapositives en plastique.

• Caractéristiques techniques

- **Dimensions** : 50 x 50 mm.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/7131-filtres-couleurs-primaires-format-diapositive.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com