

FICHE PRODUIT

Thermomètre à liquide bleu - 10 / + 110°C à immersion partielle

Référence : SOC-253010

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques

- Excellente lisibilité grâce au fond jaune.
- Chaque thermomètre est livré avec un étui rigide de protection sauf la référence 253105 livrée sous blister de 6 pièces.
- Oeillet de suspension triangulaire empêchant le roulement
- Distance du réservoir à la première division supérieure à 4 mm
- Livré sous étui plastique rigide

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/7134-thermometre-a-liquide-bleu-10-110-c-a-immersion-partielle.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com