

FICHE PRODUIT

Thermomètre à liquide bleu -20/+150 °C à immersion partielle

Référence : SOC-253008

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques techniques :

- Thermomètres en verre Ø 6/7 mm à immersion partielle (76 mm) remplis avec un dérivé de pétrole coloré en bleu.
- Excellente lisibilité.
- Ecologique.
- Œillet de suspension triangulaire empêchant le roulement.
- Distance du réservoir à la première division supérieure à 4 mm.
- Livré sous étui plastique rigide.
- Echelle : - 20 à +150° C
- Précision : 1° C
- Longueur : 305 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/7135-thermometre-a-liquide-bleu-20-150-c-a-immersion-partielle.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com