

FICHE PRODUIT

Aluminium poudre (250 g)

Référence : SOC-101116

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques techniques

- Teneur minimum en aluminium : 99,5 % m.a. : 26,9815, F : 660,37 °C, E : 2467 °C, D : 2,6989 à 20 °.
- Conserver à l'abri de l'humidité.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/7137-aluminium-poudre-250-g.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com