


FICHE PRODUIT



Spectroscope à réseau

Référence : SOC-213078

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- Mise en oeuvre immédiate.
- Visualisation directe du spectre de la lumière.

• Caractéristiques techniques

- **Tube** : en matière plastique noir
- **Réseau** : 140 traits
- **Largeur de fente** : 0,5 mm
- **Sens de lecture** : indiqué par autocollant
- **Dimensions** : Ø 28 x 150 mm
- **Poids** : 45 g

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/7142-spectroscope-a-reseau.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com