

FICHE PRODUIT



Spectroscopie plat gradué

Référence : SOC-213015

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Présentation

- Spectroscopie plat, contenant un réticule gradué.
- Il permet de lire la longueur d'onde de 400 à 700 nm des raies diffractées observées à partir d'une lumière (par exemple "néon").

• Caractéristiques techniques

- **Dimensions** : 180 x 90 x 20 mm.
- **Réseau** : 530 traits/mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/7143-spectroscope-plat-gradue.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com