


FICHE PRODUIT



Ensemble banc d'optique 120

Référence : SOC-202208

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques

- Permet de découvrir l'optique au meilleur prix.
- Le banc, de section carré, offrent une grande rigidité.
- Deux pieds réglables assurent la stabilité.

• Composition

- 1 banc gradué au millimètre de 120 cm
- 1 source lumineuse 12 V / 20 W
- 4 cavaliers support
- 5 lentilles Ø 50 mm :
 - 2 biconcaves : - 50 et - 150 mm
 - 3 biconvexes : + 150, + 200 et + 300 mm
- 1 diapositive chiffre "1"
- 3 supports de lentille Ø 50 mm
- 1 triple fente
- 3 diaphragmes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 3 supports de diapositive
- 1 écran blanc

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/7144-ensemble-banc-d-optique-120.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com