


FICHE PRODUIT

Erlenmeyer 250 mL - rodé/vissé, 19/26, Boro 3.3

Référence : SOC-713657

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Grâce à ce système d'assemblage les montages sont d'une extrême rigidité ce qui permet de les déplacer facilement sans aucun risque de désassemblage.
- Les pièces rodées se désassemblent sans difficulté y compris lorsqu'elles n'ont pas été préalablement graissées.

Caractéristiques techniques :**Capacité :** 250 mL**Rodage :** 19/26**Qualité :** BORO 3.3**Verrerie rodée assemblage par bouchons vissants****SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/7146-erlenmeyer-250-ml-rode-visse-19-26-boro-3-3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com