


**FICHE PRODUIT**

## Matelas pour lit d'hospitalisation, Modèle SKP003

Référence : SOC-SKP003

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

Service d'OEM est disponible

Fabriqu  en fibre de coco de haute densit  (20 mm) et de 6 mm de mousse   haute densit .

La dimension peut  tre modifi e selon vos besoins, la dimension standard est de 1950 x 900 mm.

Disponible en plusieurs couleurs.

### Conformit  et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations r glementaires :** Dispositif m dical : v rifier la notice, l' tiquetage et la d claration UE de conformit  avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chauss e Jules C sar (B timent 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

T l. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-chambre-patient/7154-matelas-pour-lit-d-hospitalisation-modele-skp003.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com