

FICHE PRODUIT

Lampe Opération à deux coupoles SOC700/700III

Référence : SOC700/700III

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristique technique de la lampe d'opération à deux coupoles, modèle SOC700/700-III :

- Bras principal en alliage de titane sans soudure avec des préférences de réglage plus souples et avantageuses.
- Réflecteur squamule en plaque d'aluminium.
- Gaine de poignée amovible pour la stérilisation.
- Le filtre à rayonnement spécial réduit la chaleur à un niveau minimal.
- Le retro réflecteur fabriqué en aluminium de qualité médicale est caractérisé par un film de revêtement qui ne se fane jamais.
- Ampoules halogènes OSRAM.
- Changement automatique de l'ampoule de réserve en une ½ seconde.
- Indicateur d'ampoule endommagée.
- Bras à ressort en option.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques :

- Éclairage de 80.000 - 160.000 LX x 2 (à 1 m de distance)
- Diamètre Facula : 100 ~ 280mm
- Profondeur du faisceau luineux : > 600mm
- Réglage de la luminosité : 8 étapes en continue
- Décalage automatique de l'ampoule principale et de l'ampoule de réserve
- Température de couleur : 4500K +/- 500K
- Élévation de la température : < 12° C
- Élévation de la température sur la tête du patient : <2° C
- Diamètre du support lampe : 700mm x 2 (deux lampes)
- Tension principale : tension AC adapté à tous les besoins en énergie partout dans le monde
- Puissance d'entrée : 200V x 2
- Tension de l'ampoule : AC puissance de l'ampoule 24V
- Hauteur d'installation : 280 - 320 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-operatoires-et-scialytiques/7155-lampe-operation-a-deux-coupoles-soc700-700iii.html>





SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com