

FICHE PRODUIT



Echographe numérique N/B sur pied modèle HY3150

Référence : SOC-HY3150

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Échographe numérique N/B sur pied modèle HY3150

Il est largement utilisé dans le diagnostic et l'examen des organes du corps tels que l'abdomen, l'intra cavité, les maladies cardiovasculaire et périphériques, l'obstétrique et la gynécologie, l'urologie et ainsi de suite. L'utilisateur acquiert plus d'expériences dans la technologie numérique à ultrasons à travers toutes ces fonctionnalités, y compris sur le clavier rétro éclairé.

Caractéristiques techniques de l'échographe numérique N/B sur pied, modèle HY3150 :

- **Aplication** : L'abdomen, l'obstétrique et la gynécologie, les petites parties du corps, l'urologie, la cardiologie, les yeux et ainsi de suite.
- **Mode d'affichage** : B, B/B, 4B, B/M, M, A
- **Méthode de numérisation** : Convexe électronique, linéaire électronique.
- **Techniques de numérisations** : Formation numérique de faisceaux, ouverture dynamique, DFS, DRF, DRA, THI.
- **Niveaux de gris** : 256

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Sonde** : Sonde multi-fréquence à 5 étapes.
- **Boucle Ciné** : 256 cadres
- **Stockage d'images** : Mémoire intégrée (64 images), stockage via port USB.
- **Zoom** : zoom intelligent, zoom local.
- **Progiciels** : progiciels générales pour l'abdomen, OB /GYN, les petites pièces, la cardiologie etc. ; progiciels spéciale de cardiologie : LV, la valve mitrale, la valve aortique, CO, SV, EF etc. ; progiciels spécial fœtale : LMP, la courbe de croissance du fœtus.
- **Fréquence de sonde** : 2.5MHz ~ 10.0MHz (dépend du type de sonde).
- **Configuration standard** : Unité principale, 3.5MHz sonde convexe, 2 connecteurs de sonde, écran LCD, 2 ports USB.
- **Configuration optionnelle** : sonde linéaire 7.5MHz, sonde transvaginale 6.5MHz, chariot, kit de biopsie, imprimante vidéo, carte de capture vidéo.

Mesures générales :

- Mode B : distance, circonférence, surface, volume, rapport, angle, % de sténose etc.
- Mode M : fréquence cardiaque, vitesse etc ;
- Table JED: BPD, GS, LCR, FL, HC, AC, LMP, tableau OB (Tokyo, Hadlock, Hansmann), fonctions LMP.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-avec-chariot/7156-echographe-numerique-n-b-sur-pied-modele-hy3150.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com