

FICHE PRODUIT



Micropipette à volume variable 2 - 20 µl.

Référence : SOC-H20L2003

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Micropipette à volume variable 2 - 20 µL.

- 3 digits
 - Magnifying shape
 - Colour indicates pipette volume
 - Positioned for perfect ergonomics
 - Only a few turns to reach your desired volume
- Volume range : 2 - 20 µL

Accuracy : $\pm 2.5-1.0\%$

Repeatability : $\leq 1.50-0.30\%$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/micropipette-toppette/7157-micropipette-a-volume-variable-2-20-l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com