


FICHE PRODUIT



Fauteuil pour soins dentaire modèle ST-D540

Référence : SOC-STD540

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Fauteuil pour soins dentaire modèle ST-D540

Paramètres techniques :

- Puissance / tension : a.c.220 V-230 V/50 Hz
- Pression d'eau : 0.2-0.4 MPa/2.0-4.0 bar
- Pression d'air : 0.55-0.8 MPa/5.5-8.0 bar
- Volume de sortie d'air 55 L/min

Configuration standard :

- Moteur de chaise DC 24V (double accouoir) ;
- Rinçage automatique du crachoir avec système de contrôle de la coupe de remplissage ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 9 programmes du système de control de verrouillage interne (carte de circuit intégré) ;
- Plateau d'instrument avec frein à air monté au dessus ;
- Boîte de plancher extérieur avec interrupteur principal (humidité électrique) ;
- Crachoir en verre ;
- Dispositif agrégé du support d'aide ;
- Appuie-tête pliable ;
- Coussin en PU sans couture ;
- Commande à pédale multifonctionnelle ;
- Haute aspiration avec système d'éjection de salive ;
- Réservoir d'eau externe ;
- Tuyau d'eau / de gaz médical importé ;
- Connecteur USB ;
- Exploitation de lumière de jour LED (capteur) ;
- Visualiseur de film LED ;
- Seringue à 3 voies (chaud/froid).

En option :

- Coussin avec coutures (cuir environnemental) ;
- Induction du dispositif d'alimentation en eau ;
- Figure par défaut ;
- Afficheur LCD ;
- Crachoir en céramique ;
- Système d'endoscope ;
- Pièce à main 4 trous à haute vitesse (importée / domestique) ;
- Pièce à main 4 trous à basse vitesse (importée / domestique) ;
- Moteur électrique importée ;
- Mesureur (importée / domestique) ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Lumière de durcissement (importée / domestique) ;
- Système d'aspiration centrale ;
- Compresseur sans huile.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-dentaire/7158-fauteuil-pour-soins-dentaire-modele-st-d540.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com