

FICHE PRODUIT



Tube à centrifuger 15ml SUPERCLEAR

Référence : SOC-TC15SCR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes à centrifuger 15 ml, Polypropylène, rack de 500 pièces

- Fond conique. Bouchon à vis vert;
- Niveau d'endotoxine contrôlé. Absence de RNase, DNase et d'ADN;
- Traces de métaux lourds < 1 ppm;
- Graduations noires faciles à lire;
- Autoclavable à +122°C;
- Résistance à la centrifugation (en g): 17000;
- Congélatable à -80°C;
- Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 15 x 17 x 118 mm;

Condition minimum de vente: 500 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-centrifuger-15-ml/7159-tube-a-centrifuger-15ml-superclear.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com