

FICHE PRODUIT

Lampe d'opération à LED plafonnier une coupole modèle CSL61002

Référence : SOC-CSL61002

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la lampe d'opération à LED plafonnier :

Taille du champ lumineux : 12-30 cm

index de réduction de la couleur : 93 RA

durée de vie des LEDs: >50000 Hrs.

Diamètre de la Coupole : 500mm

Contrôle de la luminosité: écran tactile Capacitif

Alimentation: 220V/50Hz AC

Focusing : Adjustable

Batterie pour Backup : Optionel

Caractéristiques :

Fonction de mémoire, Manche ergonomique stérilisable, Avec verre de protection résistant au feu et anti-rayures, se désinfecte rapidement, protège contre les rayons UV et Infra Rouges et améliore la pénétration de la lumière. son design avangardiste améliore le refroidissement de la coupole. la Lampe est en polymer Haute résistance,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-operatoires-et-scialytiques/7160-lampe-d-operation-a-led-plafonnier-une-coupole-modele-csl61002.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com