

FICHE PRODUIT

Poche d'aspiration à usage unique, 3 Litres qté: 50

Référence : SOC-LINER3000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Poche d'aspiration à usage unique, 3 Litres qté: 50

Poche jetable Flovac Pour : NEW HOSPIVAC 350, NEW HOSPIVAC 400

La poche jetable Flovac est un système s'adaptant sur un bocal hermétiquement fermé et pouvant être utilisé sur tous les modèles d'aspirateurs chirurgicaux. Le système est composé d'un bocal réutilisable et de poches jetables conçues pour une utilisation sur un patient unique.

Contrôler les infections et réduire les risques de contamination sont de la plus grande importance, la poche jetable en est la solution. Utilisée avec nos aspirateurs chirurgicaux, elle rend la thérapie d'aspiration plus sécurisée dans un environnement clinique ou à domicile.

Le filtre antibactérien hydrophobe prévient les débordements en stoppant l'aspiration lorsqu'il est mouillé par le fluide ayant atteint le niveau maximal de remplissage du bocal.

La poche jetable est disponible dans sa version standard

Condition minimum de vente: 50 Poches

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-accessoires/7179-poche-d-aspiration-a-usage-unique-2-litres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com