

FICHE PRODUIT



Lit d'accouchement électronique, Modèle BIRTH 5080

Référence : SOC-BIRTH5080

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La table-lit d'accouchement électronique, Modèle Birth 5080 est conçu pour apporter le maximum de confort et de facilité durant l'accouchement et l'examen, avec toutes les fonctions intégrées et accessoires allant de la pédale de contrôle de la hauteur, le dossier, les positions trendelenburg et anti-trendelenburg, aux coussinets de support de genou ajustables et poignées de soutien. La combinaison de ces attributs à l'exception de la mobilité, permet au BIRTH 5080 d'être un élément révolutionnaire dans un service de maternité.

- 3 moteurs
- Réglage électronique du dossier, de la hauteur, des fonctions Trendelenburg et anti-Trendelenburg par control de la pédale à pied
- Matelas Antimicrobien, imperméable à l'eau, ignifuge et perméable à l'air
- Matelas repose-pieds amovible
- Poignées plaquées chromées
- Poubelle en acier inoxydable
- Rails latéraux verrouillables, réglables et amovibles
- Supports pour jambes en polyuréthane amovibles et réglables
- Roulettes pivotantes à 360° avec mécanisme de freinage central et contrôle orienté
- Pare-chocs de protection en plastique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tête de lit amovible
- Tige IV à hauteur réglable
- Dessous du cadre de lit recouvert d'ABS
- Rails accessoires en acier inoxydables
- Plateforme de matelas compact laminé et facilement nettoyable
- Cadre métallique enduit de poudre électrostatique
- Prises pour tige IV

Accessoires en option :

- *Chariot accessoire*
- *Unité de commande à la main*
- *CPR manuel*
- *Batterie de secours*
- *Pole de levage*
- Support

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Détails techniques	
Dimensions externes:	min: 80x155cm
	max: 80x187cm
Surface du lit:	60x168cm
Hauteur (sans matelas):	62-91cm
Angle du dossier:	0o-70o
Angle Trendelenburg:	0o-14o
Angle anti-Trendelenburg:	0o-14o
Diamètre d'une roulette:	150mm
Capacité de charge sécuritaire	240kg
Poids:	93kg
Epaisseur du matelas (dossier Et sections pelviennes)	8cm
Epaisseur du matelas repose-pieds:	12cm
Underbed Clearance:	17cm
Données électriques	
Puissance d'entrée :	max. 3,15A 100V - 240V ~ 50/60 Hz
Protection contre les chocs électriques	Class I, Type B
Protection contre la pénétration de liquides:	IPx66

Conformité et garantie

 Marquage CE	Garantie	Garantie 2 ans
	Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.	

SOCIMED SARL 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106) 95520 OSNY FRANCE Tél. : +33(0)1 55 93 12 57 fr.quotations@socimed.com	Page 3 / 4
--	------------

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/7180-table-lit-d-accouchement-electronique-modele-birth-5080.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com