

FICHE PRODUIT

Evaporateurs de gaz anesthésique: SEVOFLURANE

Référence : SOC-CWM301SEV

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Les évaporateurs de gaz anesthésiques SEVOFLURANE sont des dispositifs qui transforment un anesthésique liquide en sa vapeur (on définit comme vapeur un gaz qui est principalement sous forme liquide à température ambiante).

Cet évaporateur délivre une quantité contrôlable de gaz dans un flux gazeux destiné à un patient : les "gaz frais".

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/7184-evaporateurs-de-gaz-anesthesique-sevoflurane.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com