

FICHE PRODUIT



Robinetterie col de cygne laiton complète

Référence : SOC-COLCYGNEL

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques techniques :

Revêtement du bec : Laiton CW614N Chrome > 0.3 microns

Univers produit : Hospitalier

Démontable : Oui

Raccordement arrivée : 1/2" M

Raccordement rejet : 22/100 M

Désinfection : Par trempage en bain - Résiste aux chocs thermiques

Certification : Tous composants ACS

Garantie : 1 an contre tout vice de fabrication.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lavabos-chirurgicaux/7189-robinetterie-col-de-cygne-laiton-complete.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com