

FICHE PRODUIT

Commande fémorale longueur 565 mm

Référence : SOC-899131646

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

Ce robinet temporisé pour lavabo à commande au genou permet le déclenchement de l'écoulement de l'eau par simple action sur la commande et se ferme automatiquement grâce à une temporisation constante de 15 secondes. Elle permet ainsi un fonctionnement sans contact avec les mains.

Durée d'écoulement : 15 secondes ($\pm$ 5 secondes).

Débit : 6 l/min (réglable par l'installateur en fonction de la pression).

Matière et couleur de finition :

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome.
- Composants du mécanisme réalisés en techno polymère poly acétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage.
- Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM.
- Manette de longueur 565 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Normes / Agréments :

- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Attestation de Conformité Sanitaire ACS
- Robinet certifié NF

Pression d'utilisation recommandée :

- Minimum conseillé : 0,8 bar
- Maximum conseillé : 5 bar

Alimentation hydraulique :

- Alimentation en ligne
- Arrivée mâle 1/2" (15x21)
- Sortie mâle 1/2" (15x21)

Résistance thermique :

Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer la légionnelle comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public.

Livré avec :

- Joint d'écrou
- Ecrou raccord
- Clapet anti-retour
- Embout rouge et bleu
- Ecrou pour tube 12x14.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lavabos-chirurgicaux/7190-commande-femorale-l-565.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com