

FICHE PRODUIT

Auges chirurgical Taos 2 postes

Référence : SOC-TAOS2P

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Données techniques de l'Auges chirurgical Taos 2 postes:

- Coloris blanc.
- Dimension hors tout : L 1500, H 745, P 570.
- Profondeur de la cuve : 250 mm.
- Poids : 40 kg.
- Matériau : Polyester aré fibre de verre / Gel Coat Sanitaire certifié LLOYDS n° MATS/4084/1 Isophthalique NPG.
- Cuve en bossage.
- Bonde moulée dans la masse.
- Support de fixation mural inox 304L.

Equipements standards :

- Robinetterie au choix :
 - A commande fémorale : L540, col de cygne laiton chromé ou bec droit laiton chromé.
 - A commande à coude : L160
 - A commande électronique : cellule électronique permettant des écoulements programmés

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

toutes les 6h, 12h ou 24h après dernier écoulement (de 0 à 240 secondes) ; transformateur de sécurité 220V – 6 V conforme à la norme EN60 742.

- 1 robinet d'arrêt à réglage de débit.
- 1 siphon anti-refoulement Ø40.
- Flexibles PEX résistants aux chocs thermiques et chlorés.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lavabos-chirurgicaux/7191-auges-chirurgical-taos-2-postes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com