


FICHE PRODUIT



Kit de commande électronique pour Auges chirurgical Taos

Référence : SOC-52KCES

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Le Kit de commande électronique

Composition du kit :

- Une cellule électronique infrarouge ;
- Un boîtier d'alimentation ;
- Un connecteur de pile Lithium ;
- Une électrovanne.

Caractéristiques du kit de commande électronique :

- Purge automatisée à intervalles et temps de purge réglable.
- Distance de détection réglable.
- Mise en place facile en fonctionnement immédiat.
- Télécommande disponible pour réglage multi-options.

Données techniques :

Cellule :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tension d'alimentation : 6 V conforme EN60 742 ;
- Technologie : infrarouge ;
- Distance de détection maximale : 52 cm.

Boîtier d'alimentation :

- Tension d'alimentation : 115/230 Vac 50/60Hz ;
- Tension de sortie : 6 Vdc 200 mA ;
- Dimensions en mm : H 65, L 95, P 55.

Electrovanne :

- Matière : Polyamide renforcé ;
- Filetage : Double mâle ½" ;
- Pression de service : 0.2 à 10 bars
- Température max : 75°C ;
- Position de fonctionnement : Toutes ;
- Certificat ACS / WRAS ;
- Hauteur totale : 61 mm.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/lavabos-chirurgicaux/7192-kit-de-commande-electronique.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com