

FICHE PRODUIT

Ensemble de pré filtration 1 µ

Référence : SOC-PREFILTRATI

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Applications : auge chirurgicales et lavabos aseptiques.

Cet ensemble de pré filtration permet la distribution d'eau filtrée et à température choisie sur les auge chirurgicales en polyester et résine de synthèse, de 1 à 3 postes d'eau.

Chaque point d'eau peut être isolé unitairement.

Assemblage en usine :

- Clapets anti-retour coudés répondants à la norme NF ;
- Mitigeur thermostatique ¾" avec sécurité anti-brulure ;
- Réducteur de pression ;
- Carter de filtration ;
- Cartouche de filtration 1 µ incluse.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lavabos-chirurgicaux/7193-ensemble-de-pre-filtration-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com