

FICHE PRODUIT



Unité de lavage- drainage 2 compartiments

Référence : SOC-2893445

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'unité de lavage-drainage 2 compartiments est entièrement en acier inoxydable de type 304L.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-lavage/7212-unite-de-lavage-drainage-2-compartiments.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com