

FICHE PRODUIT

Table d'accouchement

Référence : SOC-802000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la Table d'accouchement:

- Structure en tube d'acier chromé, trois sections réglables et indépendantes.
- Matelas rembourré avec revêtement lavable et traité anti-feu.
- Dimensions: 180 x 55 x 80 (H) cm.
- Livré avec :
 - 1 cuvette en acier inox diamètre 32 cm.
 - Appui-jambes anatomiques réglables.
 - Epaulières rembourrées.
 - Partie jambes sur roulettes avec 2 freins.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/7215-table-d-accouchement.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com