

**FICHE PRODUIT**



## Divan d'examen gynécologique en inox avec 3 sections et porte rouleau

Référence : SOC-803000

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

## Description du produit

### Caractéristiques du Divan gynécologique:

- Structure en acier chromé.
- Tête et plateau de jambes réglables.
- Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable.
- Livré avec:
  - 1 cuvette en acier inox diamètre 32 cm
  - et appui-jambes standards rembourrés
- Structure démontable.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-examens-gynecologiques/7216-divan-gynecologique.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 1         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

## Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com