

FICHE PRODUIT



Divan d'examen médical à tube rond

Référence : SOC-801000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du Lit d'examen:

- Fabriqué en tube rond chromé.
- Appui-tête entièrement réglable.
- Matelas rembourré et recouvert de plastique lavable et matériel au feu suivant.
- Dimensions: 180 x 55 x 80 (H) cm.
- Construction démontable.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divan-d-examen-a-tube-rond/7217-lit-d-examen.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com