

FICHE PRODUIT

Lame de bistouri stérile n°22, pour manche n°4 (paquet de 100)

Référence : SOC-152233

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lame de bistouri stérile n°22, pour manche n°4 (paquet de 100)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/manche-de-bistouri/7218-lame-de-bistouri-sterile-n-22-pour-manche-n-4-paquet-de-100.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com