

FICHE PRODUIT



Attelles à dépression avant bras, 2 sangles, Modèle FERNO en PU

Référence : SOC-246256

Description du produit

• **Caractéristiques techniques :**

- Matériau à haute technicité et excellentes performances.
- Ultra souple.
- Solidité accrue.
- Dimension : 54 x 36 x 21 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/7221-attelles-a-depression-avant-bras-modele-ferno-en-pu.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com