

FICHE PRODUIT



Attelles à dépression bras, 3 sangles, Modèle FERNO en PU

Référence : SOC-246255

Description du produit

• Caractéristiques techniques :

- Matériau à haute technicité et excellentes performances.
- Ultra souple.
- Solidité accrue.
- Dimension : 70 x 48 x 32 cm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7222-attelles-a-depression-bras-3-sangles-modele-ferno-en-pu.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com