

FICHE PRODUIT

Bouée de sauvetage couronne

Référence : SOC-FF15065

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques techniques :

- Homologuée par la directive 96/98 EC.
- Structure en polyéthylène traité anti-UV, remplie de mousse polyuréthane et pourvue de 4 bandes rétro-réfléchissantes.
- La bouée est munie d'une ligne de jet flottante de longueur 30 m en polypropylène.
- Ø 750 mm, poids 2,7 kg.
- Flottabilité 14,5 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7224-bouee-de-sauvetage-couronne.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com