

FICHE PRODUIT



Cordage polyamide Nylon à 18 mm L 20 m

Référence : SOC-692001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Cordage polyamide Nylon ø 18 mm L 20 m, avec 2 boucles cossées épissurées, 3 passes et 1 ligature.
- 1 mousqueton alpin à vis d'un côté et 1 anneau de 70 x 10 de l'autre coté.
- Le sac pour cordage a une capacité de 20 litres, équipé d'une sangle de portage réglable et d'un anneau à l'intérieur du sac.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7225-cordage-polyamide-nylon-o-18-mm-l-20-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com