


FICHE PRODUIT



PLAN DUR pour immobilisation

Référence : SOC-604601

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques techniques :

- Pas d'interférence avec les systèmes de radiographie.
- Compatible avec la plupart des dispositifs d'immobilisation de tête et sangles.
- Dimensions (L x W x H) : 183 x 45 x 7 cm
- Poids : 7.5 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7227-plan-dur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com